

allard|^{USA}



Órtesis de control

OTRA
SOLUCIÓN
ORTÉSICA
ÚNICA
DE ALLARD





Órtesis de control de la hiperextensión de rodilla

PONERSE TIRANDO DE LA LENGÜETA



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



CROSS™ está pensada para controlar la hiperextensión de la rodilla de leve a moderada debido a enfermedades neuromusculares u otras lesiones. La ortesis también se puede usar junto con el AFO de Allard cuando existe hiperextensión de rodilla junto con caída del pie.

Referencia	Descripción	Talla	Circunferencia 15 cm (6") por debajo del centro de la rótula	Circunferencia en la mitad de la rótula	Circunferencia 15 cm (6") por encima del centro de la rótula
28715 0011	Órtesis de rodilla	Small	32-37 cm (13-15")	32-37 cm (13-15")	39-44 cm (15¼-17¼")
28715 0012	Órtesis de rodilla	Medium	36-41 cm (14-16")	36-41 cm (14-16")	43-48 cm (17-19")
28715 0013	Órtesis de rodilla	Large	40-45 cm (15¾-17¾")	40-45 cm (15¾-17¾")	47-52 cm (18½-20½")
28715 0014	Órtesis de rodilla	X-Large	44-49 cm (17¼-19¼")	44-49 cm (17¼-19¼")	51-57 cm (20-22½")
28716 0000	Pull-On Horn	One size			

Las medidas son orientativas, céntrate en la medida de la mitad de la rótula e intenta encontrar el rango que mejor se adapte.



www.youtube.com
Camp Scandinavia, Allard Int.
or Allard USA.

allard|USA

allardusa.com

ALLARD USA, INC.
300 Forge Way, Suite 3
Rockaway, NJ 07866-2056

info@allardusa.com
Toll Free 888-678-6548
Fax 800-289-0809