




SELECTION[®]

35216

SELECTION RADIALIS THUMB PART

Item No.	Size	Side	Length mid MCP1 to mid IP1
35216 1011	Small	Left	3 - 4 cm
35216 1013	Large	Left	5 - 6 cm
35216 2011	Small	Right	3 - 4 cm
35216 2013	Large	Right	5 - 6 cm



SELECTION[®] 35216

Avsedd användning/ Bruksområde/ Anvendelse/Käyttötarkoitus/Intended Use Beoogd gebruik/Zweckbestimmung/Avvertenze:

Denna produkt skall enbart användas i kombination med SELECTION 35204, 35205, 35209.

Ortosen är avsedd för en persons användning.

Dette produktet skal kun brukes i kombinasjon med SELECTION 35204, 35205, 35209.

Ortosen er beregnet til en person.

Dette produkt skal udelukkende anvendes sammen med SELECTION 35204, 35205, 35209.

Ortosen er beregnet for bruk av en person.

Tätä tuotetta käytetään vain yhdessä NaviGaitin, SELECTION 35204, 35205, 35209.

Ortoosi on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

This product should only be used in combination with SELECTION 35204, 35205, 35209.

Intended for one person use.

Dit product mag alleen gebruikt worden in combinatie met de SELECTION 35204, 35205, 35209.


Bestemd voor gebruik door één persoon.

Dieses Produkt sollte nur in Kombination mit der SELECTION 35204, 35205, 35209.

Für den Gebrauch durch eine Person bestimmt.

Questo prodotto può essere utilizzato solamente in combinazione con SELECTION 35204, 35205, 35209.

L'uso di questo tutore è strettamente personale.



SVERIGE
042-25 27 01
042-25 27 25
info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no

UK & IRELAND
+353-42 932 8177
+353 42 932 8182
info@allarduk.co.uk

USA
888-678-6548
800-289-0809
info@allardusa.com

INTERNATIONAL
+46 42 25 27 01
+46 42 25 27 25
info@allardint.com

Support for Better Life! • www.allardsupport.com